

GEL PARA ULTRASONIDOS

Gel para ultrassom

Ultrasound gel

Ultraschallgel

No corrosivo
Sin Cloruro de Sodio

Não corrosivo
Sem Cloreto de Sódio

ES No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble. Se retira fácilmente. No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente. Instrucciones de uso: Aplicar sobre el área seleccionada, retirar con una toalla desechable. Uso profesional.

PT Não irrita a pele. Não gorduroso. Hidrossolúvel. Remoção fácil. Não danifica o transdutor. Espalha-se fácil e uniformemente. Instruções de utilização: Aplique sobre a área seleccionada, retire com um toalhete descartável. Utilização profissional.

EN Does not irritate skin. Non greasy. Hydrosoluble. Easy removal. Does not damage the transducer. It spreads out easily and uniformly. Instructions for use: Apply over selected area, remove using a disposable towel. Professional use.

DE Keine Hautreizungen. Nicht fettend. Wasserlöslich. Leicht zu entfernen. Schädigt den Messwandler nicht. Lässt sich leicht und gleichmäßig verteilen. Gebrauchsanleitung: Auf dem ausgewählten Bereich auftragen, mit Wegwerf-Tuch entfernen. Professioneller Gebrauch.

Ingredientes: Aqua (Water), Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.



e 5000 ml

REF 133-051

LOT



info@telic.es

<https://www.telic.es/MUB89>



Bastos Medical S.L.
c/ Collserola, 4-14
Polígono Industrial Riu D'Or
08272 Sant Fruitós de Bages - Spain
Teléfono: (+34) 93 831 10 75
Fax: (+34) 93 831 04 26
medical.express@bastosmedical.com

Bastos Viegas S.A.
Avenida da Fábrica, 298,
4560-164 Guilhufe, Penafiel - Portugal
Telf.: (+351) 255 729 500
Fax: (+351) 255 729 501
geral@bastosviegas.com
www.bastosviegas.com



TELIC S.A.U. C/Molí d'en Barri, 7 · 08415 Bigues i Riells, Barcelona, (Spain) -20210211/200103B-